

Cómo utilizar su inhalador Ellipta®

Su profesional médico le ha recetado un medicamento que viene en un inhalador Ellipta. Es importante que usted sepa cómo utilizar el dispositivo Ellipta, de modo que pueda tomar su medicamento correctamente y respirar mejor.

Para usar su inhalador Ellipta, siga estos pasos:



Importante: Antes de utilizar su inhalador Ellipta por primera vez, asegúrese de que en la ventana del indicador de dosis aparece un 30. Esta ventana muestra el número de dosis que quedan en el inhalador. Cada vez que abre la tapa, el dispositivo realiza una cuenta regresiva de 1.



1. Deslice la tapa del inhalador hacia abajo hasta que escuche un clic. A continuación verá la boquilla curva.
Nota: El contador ha realizado una cuenta regresiva de 1.



2. Mantenga el inhalador alejado de su cara y luego exhale.



Importante: No sople hacia el inhalador.



3. Coloque la boquilla entre sus labios y luego ciérrelos alrededor de la boquilla.

Importante: No cubra con sus dedos las rejillas de ventilación situadas a los lados del inhalador.



4. Haga una respiración larga, constante y profunda a través de la boca y el inhalador. Respire de forma rápida y profunda.



5. Retire el inhalador de entre sus labios.
6. Contenga la respiración de 3 a 5 segundos (o todo lo que pueda).



7. Gire su cabeza y exhale lenta y suavemente lejos del inhalador.



8. Cierre la tapa del inhalador sobre la boquilla curva.



9. Enjuáguese la boca con agua y, luego, escúpala.



- ! Si quedan menos de 10 dosis en el dispositivo Ellipta, la mitad izquierda del contador aparece en rojo para recordarle que debe recargar su dosis.
 - Cuando haya inhalado la última dosis del dispositivo Ellipta, la ventana del indicador de dosis mostrará un 0. Su inhalador está vacío.
- Deseche correctamente el inhalador vacío. Mantenga el dispositivo Ellipta y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las mascotas.