

### Cómo utilizar su inhalador Pressair®

Su profesional médico le ha recetado un medicamento que viene en un inhalador Pressair. Es importante que usted sepa cómo utilizar el dispositivo Pressair, de modo que pueda tomar su medicamento correctamente y respirar mejor.

**Importante:** Antes de utilizar su inhalador Pressair por primera vez, asegúrese de que en la ventana del indicador de dosis aparece un 60. Esta ventana muestra el número de dosis que quedan en el inhalador. Cada vez que presiona el botón verde del inhalador, el dispositivo realiza una cuenta regresiva de 1.

**Nota:** Si está utilizando un inhalador Pressair por primera vez, siga estos pasos:



1. Rasgue la bolsa sellada que contiene el inhalador por la muesca y luego retire el inhalador de la bolsa.



2. Retire la tapa protectora presionando suavemente las flechas ubicadas a cada lado del dispositivo y jalando hacia afuera.



Para usar el inhalador Pressair, siga estos pasos:



1. Presione y luego suelte el botón verde del inhalador.  
2. Mantenga el inhalador con el botón verde hacia arriba.



3. Una vez que la ventana de color se muestre en verde, podrá continuar.  
**Nota:** Si la ventana de color se muestra en rojo, presione y suelte nuevamente el botón verde del inhalador.



4. Mantenga el inhalador alejado de su cara y luego exhale.  
**Importante:** No sople hacia el inhalador.



5. Coloque la boquilla entre sus labios y luego ciérrelos alrededor de la boquilla.



6. Respire rápida y profundamente a través de la boca y el inhalador. Debería escuchar un clic. Continúe respirando para asegurarse de que inhaló la dosis completa del medicamento.



7. Exhale. Revise la ventana de color y verifique que se muestra en rojo. Una ventana de color rojo indica que usted tomó correctamente la dosis completa. Si la ventana de color se muestra en verde, repita los pasos 6 y 7.



8. Coloque la tapa protectora sobre la boquilla del inhalador y presiónela hasta que escuche un clic.

! Cuando haya inhalado la última dosis del dispositivo Pressair, la ventana del indicador de dosis mostrará un **0**, y la **ventana de color se mostrará en rojo**. El dispositivo también se puede bloquear. Su inhalador está vacío.

● Deseche correctamente el inhalador vacío. Mantenga el dispositivo Pressair y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las mascotas.